

Acetyl-Alpha Tubulin K40 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q71U36) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000175



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes K40 von humanem Alpha-Tubulin (TUBA1A, Q71U36). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-alpha Tubulin -K40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha Tubulin -K40
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7846
GeneID	7846
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K40 von humanem Alpha-Tubulin (NP_001257328.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q71U36
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel