

Acetyl-Histon H1.4-K26 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000152



Einführung

Acetyl-Histon H1.4-K26 Kaninchen pAb (P10412) validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H1.4-K26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Acetyl-Histon H1.4-K26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3008
GenID	3008
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K26 des menschlichen Histons H14 (NP_005312.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10412
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel