


Acetyl-Histon H3 (K14) Kaninchen Polyklonaler Antikörper | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000155



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen acetyliertes Histon H3 an Lysin 14 (K14). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte und andere Spezies (breites Spektrum vorhergesagt). Ideal für die Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K14 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K14
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K14 von humanem H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel