


Acetyl-Histon H3 (K23) Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000184



Einführung

Dieser Kaninchen-monoklonale Antikörper detektiert spezifisch acetyliertes Histon H3 an Lysin 23 (H3K23ac) und zeigt eine breite Kreuzreaktivität mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Anwendungen in der epigenetischen Forschung und bei Studien zur Chromatin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K23 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histon H3-K23
Spezies	Human
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K23 von humanem Histon H3 (P68431).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eistasche