


Acetyl-Histon H3 K9 (Q16695/P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Artikelnummer: CM0000170



Einführung

Acetyl-Histon H3-K9 Kaninchen polyklonaler Antikörper für die Detektion in Human, Maus, Ratte. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. 15 kDa, breite Kreuzreaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H3-K9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histon H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel