

Acetyl-Histone H4 (K12) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Chip, Chip-Seq, Elisa | P62805

Artikelnummer: CM0000164



Einführung

Spezifischer Kaninchen-mAb, der acetyliertes Lysin 12 von humanem Histon H4 erkennt. Geeignet für WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und vorher einer breiten Artenvielfalt. Ideal für epigenetische Studien und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histone H4-K12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8359/8370
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K12 von humanem Histon H4 (P62805)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breite Palette vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel