


Acetyl-Histon H4-K16 (P62805) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Epigenetikforschung

Artikelnummer: CM0000189



Einführung

Acetyl-Histon H4-K16 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (UniProt P62805) validiert für WB und ELISA. Breite Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Histonacetylierung, Chromatindynamik und epigenetischer Regulation in der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K16 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histon H4-K16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8370
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K16 des menschlichen Histons H4 (NP_003539.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel