

Actr1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42025

Artikelnummer: CM0019686

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Beta-Contractin (ACTR1B). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum mikrotubuli-basierten Vesikeltransport und zur Zentrosomenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTR1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10120
Gen-ID	10120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-105 von humanem ACTR1B (NP_005726.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42025
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche