

Adam19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H013

Artikelnummer: CM0014932

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ADAM19 (MLTNB, MADDAM), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Das Ziel ist eine transmembrane Metalloprotease, die an der Neurogenese und Osteoblastendifferenzierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8728
GenID	8728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 203-460 von menschlichem ADAM19 (NP_150377.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H013
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel