

## Alk Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um73

Artikelnummer: CM0012088



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ALK (CD246) für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt die anaplastische Lymphomkinase, eine neuronale Rezeptor-Tyrosinkinase, die für die Entwicklung des Nervensystems und die Krebsbiologie von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

| Spezifikation     | Details                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ALK Kaninchen mAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | ALK1; CD246; NBLST3                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 238                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 238                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1093-1411 des humanen ALK (NP_004295.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | Q9UM73                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 176 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |