


Anti-12-Lipoxygenase/Alox12 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P18054

Artikelnummer: CM0009602



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ALOX12, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel, Plättchenaktivierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	12-Lipoxygenase/ALOX12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LOG12, 12-LOX, 12S-LOX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	239
Gen-ID	239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 483-663 von humanem ALOX12 (NP_000688.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P18054
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel