

Anti-A-Raf Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Artikelnummer: CM0005584



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes A-RAF (P10398). Validiert für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Geeignet für die Erforschung von mitogener Signalübertragung, myogener Differenzierung und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	A-RAF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	369
GeneID	369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 166-290 von humanem A-RAF (P10398) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10398
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel