

Anti-A-Smooth Muscle Actin (Acta2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Artikelnummer: CM0013516

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes α -Smooth Muscle Actin (ACTA2, P62736). Validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Zytoskelett- und glatte Muskulatur-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACTSA; α -Smooth Muscle Actin (ACTA2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	59
Gen-ID	59
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) (NP_001604.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62736
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche