


Polyklonaler Anti-Abca1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95477

Artikelnummer: CM0022051



Einführung

ABCA1-Kaninchen-pAb erkennt humanes ABCA1 (TGD, ABC1, CERP) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zum Cholesterin-Efflux und zur HDL-Bildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	19
Gen-ID	19
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1170-1350 des humanen ABCA1 (NP_005493.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O95477
Proteingewicht	254 kDa
Versand	Kühlakku