

Anti-Abcc5 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15440

Artikelnummer: CM0025210



Einführung

ABCC5 Kaninchen pAb validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-ABCC5 (MRP5). Rekombinantes Immunogen (AS 1-179). Für Forschung zu Transport und Arzneimittelresistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10057
GenID	10057
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-179 des humanen ABCC5 (NP_005679.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15440
Proteingewicht	161 kDa
Versand	Eispackung