

Anti-Abcg2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unq0

Artikelnummer: CM0003790



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den humanen ABCG2-Transporter, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von Multidrug-Resistenz, ABC-Transporter-Funktion und Krebsbiomarker-Expression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCG2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Spezies	Human
Gen-ID	9429
Immunogen	Synthetisches Peptid, Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem ABCG2 (Q9UNQ0)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UNQ0
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eistasche