

Anti-Abf3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

Artikelnummer: CM0023729

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen Arabidopsis thaliana ABF3 (Abscisinsäure-responsive Elemente-bindender Faktor 3). Validiert für Anwendungen im Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen deckt die Aminosäuren 260-360 ab. Ideal für Forschung zur Pflanzenstress-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Abscisinsäure-responsive Elemente-bindender Faktor 3; AtABF3; DC3 PROMOTER-BINDING FACTOR 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
Spezies	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	829547
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 260-360 von Arabidopsis thaliana ABF3 (NP_567949.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
Versand	Eisbeutel