

Anti-Abhd5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wts1

Artikelnummer: CM0009157

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes ABHD5 (CGI-58) gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Kreuzreagiert mit Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Biologie der Lipidtropfen, der Phosphatidsäurebiosynthese und des Triacylglycerol-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABHD5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51099
GenID	51099
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem ABHD5 (Q8WTS1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8WTS1
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel