

Anti-Abi4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - A0Mes8

Artikelnummer: CM0019171

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Arabidopsis thaliana ABI4 gerichtet ist, einen Ethylen-responsiven Transkriptionsfaktor, der an der ABA-Signalgebung, Stressantworten und der Entwicklung beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Pflanzenbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABI4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATABI4; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
Spezies	Arabidopsis thaliana
GeneID (Mensch)	64116
GeneID	818614
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Arabidopsis thaliana ABI4 (NP_181551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	A0MES8
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel