


Anti-Ablim3 Polyklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - 094929

Artikelnummer: CM0020395



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes ABLIM3, ein Aktin-bindendes LIM-Gerüstprotein. Anwendungen: WB, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Herz- und Hirnforschung. Angeboten von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABLIM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMFN1661; ABLIM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22885
Gen-ID	22885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-520 des humanen ABLIM3 (NP_001287957.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O94929
Proteinmolekulargewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel