

Anti-Abbr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12979

Artikelnummer: CM0022161

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ABR (Active breakpoint cluster region-related protein). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von GTPase-Signalwegen und neuronaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDB; ABR
Spezies	Human
GeneID	29
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem ABR entspricht (NP_001243776.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q12979
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eistüte