

Anti-Abtb1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969K4

Artikelnummer: CM0024472

Einführung

Hochwertiger Anti-ABTB1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der wachstumshemmenden PTEN-Signalübertragung und entwicklungsbiologischer Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABTB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	80325
GeneID	80325
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 von humanem ABTB1 (NP_742024.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q969K4
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel