

Anti-Acad8 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uku7

Artikelnummer: CM0004728

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ACAD8 (Isobutyryl-CoA-Dehydrogenase). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Valinstoffwechsels und von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAD8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8
Spezies	Mensch
GenID	27034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-415 von humanem ACAD8 (NP_055199.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKU7
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel