


Anti-Acads/Scad Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Artikelnummer: CM0003257



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche kurzkettige spezifische Acyl-CoA-Dehydrogenase (SCAD). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Fettsäure- β -Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADS / SCAD Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
Art	Mensch
GenID (Mensch)	35
GenID	35
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aa 313–412 der menschlichen ACADS/SCAD, P16219)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16219
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel