


Anti-Acat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P24752

Artikelnummer: CM0030511



Einführung

Der Anti-ACAT1 Kaninchen-polyklonale Antikörper (P24752) ist für Western Blot und ELISA validiert und reagiert mit Proteinen von Mensch, Maus und Ratte. Er zielt auf die mitochondriale Acetyl-CoA-Acetyltransferase, ein Schlüsselenzym der Beta-Oxidation von Fettsäuren und des Ketonkörperstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	38
Gen-ID	38
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-145 des menschlichen ACAT1 (NP_000010.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24752
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eispackung