

Anti-Acbd3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Artikelnummer: CM0021339



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACBD3 (GCP60), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Golgi-Apparats und der Steroidbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACBD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64746
Gen-ID	64746
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem ACBD3 (NP_073572.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3P7
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel