


Anti-Acc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13085

Artikelnummer: CM0023193



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ACC1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielgerichtet gegen die menschliche Acetyl-CoA-Carboxylase 1, ein Schlüsselenzym der Fettsäuresynthese; geeignet für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ACC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Spezies	Mensch
GenID	31
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1190-1340 von menschlichem ACC1 (NP_942133.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13085
Proteingewicht	266 kDa
Versand	Eisbeutel