

## Anti-Acmsd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tdx5

Artikelnummer: CM0023578



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACMSD, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Tryptophan-Stoffwechselforschung. Vorhergesagtes Molekulargewicht 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ACMSD Kaninchen pAb                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | ACMSD                                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                   |
| GeneID (Human)    | 130013                                                                                                   |
| GeneID            | 130013                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (1-336) von humanem ACMSD (NP_612199.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                              |
| SWISS             | Q8TDX5                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 38kDa                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                |