

## Anti-Acot2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49753

Artikelnummer: CM0014622



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ACOT2, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Fettsäureoxidation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ACOT2 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-IA; ZAP128; ACOT2                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 10965                                                                                                                       |
| GeneID            | 10965                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 222-483 von humanem ACOT2 (NP_006812.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P49753                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 53kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                   |