

Anti-Acsl4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60488

Artikelnummer: CM0002977

Einführung

Anti-ACSL4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem ACSL4 (O60488), einem Schlüsselenzym im Fettsäurestoffwechsel und der Ferroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-321 von humanem ACSL4 (NP_075266.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60488
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel