

Anti-Actr1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61163

Artikelnummer: CM0030579



Einführung

Kaninchen-Anti-ACTR1A polyklonaler Antikörper, optimiert für WB und ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Erkennt Alpha-Centractin, eine Komponente des Dynactin-Komplexes, die den Dynein-Motortransport entlang von Mikrotubuli aktiviert. Ideal für Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	10121
GeneID	10121
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 187-376 von humanem ACTR1A (NP_005727.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61163
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel