

Anti-Actr1B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42025

Artikelnummer: CM0007470

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ACTR1B (Beta-Contractin) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Forschung an Zentrosomen und Zytoskelett sowie Studien zur mikrotubulusbasierten Motilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTR1B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10120
GenID	10120
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P42025
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel