

Anti-Acvrl1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P37023

Artikelnummer: CM0009825



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ACVRL1 (ALK1) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-ACVRL1. Unverzichtbar für die Untersuchung der Blutgefäßentwicklung und der TGF-beta-Superfamilie-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVRL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	94
GenID	94
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 404-503 von menschlichem ACVRL1 (P37023) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37023
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel