

Kaninchen-Polyclonales Anti-Adgra3-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iwk6

Artikelnummer: CM0017170

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches ADGRA3 (GPR125) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Adhäsions-GPCRs und der Planaren-Zellpolaritätswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADGRA3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	166647
Gen-ID	166647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 370-600 des menschlichen ADGRA3 (NP_660333.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8IWK6
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Eisbeutel