

Anti-Adh5/Gsnor Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P11766

Artikelnummer: CM0007255



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen ADH5/GSNOR (SWISS P11766), validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ADH5/GSNOR. Für Studien zu Alkoholstoffwechsel, Formaldehyd-Entgiftung und S-Nitrosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADH5/GSNOR Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-374 des menschlichen ADH5/GSNOR (NP_000662.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11766
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel