

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Adiponectin-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15848

Artikelnummer: CM0007337



Einführung

Adiponectin-Kaninchen-mAb (Q15848), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ein wichtiges Adipokin für den Stoffwechsel und die Insulinsensitivität, ideal für die Diabetes- und Adipositasforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Adiponectin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9370
Gen-ID	9370
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-244 des menschlichen Adiponectins entspricht. (NP_004788.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q15848
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku