

Anti-Adk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55263

Artikelnummer: CM0013536



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humane Adenosin-Kinase (ADK). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Adenosin-Stoffwechsels und der RNA-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AK; ADK
Spezies	Human
GeneID (Human)	132
GeneID	132
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-345 der humanen ADK (NP_001114.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55263
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel