

Anti-Aebp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8lux7

Artikelnummer: CM0019563

Einführung

Hochwertiger AEBP1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix, Adipozytenbiologie und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AEBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACLP; AEBP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	165
GeneID	165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 999-1158 von menschlichem AEBP1 entspricht (NP_001120.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUX7
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eispackung