

Anti-Aes Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08117

Artikelnummer: CM0026768

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AES/TLE5, einen transkriptionellen Korepressor im Wnt-Signalweg. Geeignet für Western Blot und ELISA, reaktiv in Human und Maus. UniProt Q08117.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AES Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Spezies	Human
Gen-ID	166 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-264 von humanem AES (NP_945320.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q08117
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel