


Anti-Agxt Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21549

Artikelnummer: CM0025359



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches AGXT (Alanin-Glyoxylat-Aminotransferase), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf ein 43 kDa großes peroxisomales Protein ab, das an der Glyoxylat-Entgiftung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGXT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	189
GenID	189
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21549
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel