

Anti-Ahr Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Artikelnummer: CM0014386



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen den humanen Arylkohlenwasserstoffrezeptor (AHR). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Xenobiotika-Stoffwechsel, Immunität und zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RP85; bHLHe76; AHR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	196
GenID	196
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35869
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel