


Anti-Akr1C3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Artikelnummer: CM0020497



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR1C3, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Erforschung von Androgenstoffwechsel, Steroidhormon-Signalgebung und hormonabhängigen Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8644
Gen-ID	8644
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42330
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel