

Anti-Aldh1B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Artikelnummer: CM0029213



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALDH1B1 (mitochondriale Aldehyddehydrogenase). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Alkoholstoffwechsel und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	219
GeneID	219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 278-517 von humanem ALDH1B1 (NP_000683.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30837
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel