

Anti-Aldh1L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Sy69

Artikelnummer: CM0014502

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALDH1L2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Mitochondriale 10-Formyltetrahydrofolat-Dehydrogenase im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 102 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1L2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	mtFDH; ALDH1L2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	160428
Gen-ID	160428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 280-480 des humanen ALDH1L2 (NP_001029345.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3SY69
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku