

Anti-Aldh4A1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30038

Artikelnummer: CM0013302



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ALDH4A1 (Delta-1-Pyrrolin-5-Carboxylat-Dehydrogenase). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus.

Unentbehrliches Werkzeug für die Forschung an Prolinmetabolismus, Harnstoffzyklus und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH4A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8659
Gen-ID	8659
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 354-563 des humanen ALDH4A1 (NP_003739.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30038
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eispackung