

Anti-ALK Kaninchen-Polklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Um73

Artikelnummer: CM0030539



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches ALK, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die intrazelluläre Kinasedomäne (AS 1093-1411) ab. Geeignet für Studien zur Onkologie und neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALK Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	238
GenID	238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1093-1411 des menschlichen ALK (NP_004295.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UM73
Proteinmasse	176 kDa
Versand	Eisbeutel