


Anti-Alkalische Phosphatase (Alpl) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Artikelnummer: CM0017511



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliche Alkalische Phosphatase (ALPL), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu skelettaler Mineralisierung und Thermogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alkalische Phosphatase (ALPL) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	249
Gen-ID	249
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-260 der menschlichen Alkalischen Phosphatase (ALPL) (NP_000469.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05186
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel