


Anti-ALKBH8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Bt7

Artikelnummer: CM0030839



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALKBH8, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ALKBH8, ideal für die Untersuchung von tRNA-Modifikation und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALKBH8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Spezies	Human
GeneID (Human)	91801
GeneID	91801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem ALKBH8 (NP_620130.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96BT7
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel