


## Anti-Alox5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09917

Artikelnummer: CM0023979



### Einführung

Hochwertiger Anti-ALOX5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-5-Lipoxygenase (P09917), ein Schlüsselenzym in der Leukotrien-Biosynthese und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ALOX5 Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | 5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 240                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 240                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von ALOX5 (NP_000689.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | P09917                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 78 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |