


Anti-Alpha-Fodrin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

Artikelnummer: CM0007604



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Alpha-Fodrin (SPTAN1). Für WB, IHC-P und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung am Zytoskelett und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fodrin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha-Fodrin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6709
Gen-ID	6709
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Alpha-Fodrins (Q13813) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13813
Proteingewicht	285 kDa
Versand	Kühlakku